



SMART **FITBODY** 2

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Σύντομη γνωριμία με τη ζυγαριά σας

Αυτή είναι μια έξυπνη ζυγαριά μέτρησης σωματικού λίπους με αισθητήρα υψηλής ακριβείας. Μπορείτε να αποθηκεύσετε και να παρακολουθείτε το βάρος σας στο τηλέφωνό σας. Τα δεδομένα του βάρους μεταδίδονται στο τηλέφωνό σας με την τεχνολογία Bluetooth. Η εφαρμογή δημιουργεί γραφική παράσταση των ζυγίσεών σας, από την οποία μπορείτε να παρακολουθείτε την τάση του σώματός σας ανά πάσα στιγμή. Κατεβάστε την εφαρμογή στο τηλέφωνό σας, θα πραγματοποιήσετε το πρώτο σας βήμα για τον έλεγχο του βάρους σας.

Προσοχή: Να χρησιμοποιείτε τις τιμές των δεδομένων της σύστασης του σώματός σας μόνο για να βλέπετε την πρόοδό σας και τη σωματική σας κατάσταση. Η ζυγαριά αυτή δεν είναι ιατρικό μηχάνημα και δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη χρήση εξειδικευμένων μηχανημάτων. Επιπρόσθετα, γυναίκες που κυοφορούν, μικρά παιδιά, όσοι ταλαιπωρούνται από οιδήματα, έχουν βηματοδότες, υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση και όσοι έχουν υποβληθεί σε αρτηριακή παράκαμψη (bypass) δεν συνίσταται να χρησιμοποιούν τη ζυγαριά αυτή.

Τοποθέτηση μπαταριών

Ανοίξτε το κάλυμμα των μπαταριών που βρίσκεται στο κάτω μέρος της ζυγαριάς και τοποθετήστε μπαταρίες (3 τεμάχια μεγέθους AAA) σύμφωνα με το κάτωθι σχεδιάγραμμα.



Προσοχή: Στην περίπτωση που δεν προτίθεστε να χρησιμοποιήσετε τη ζυγαριά για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών, παρακαλούμε αφαιρέστε τις μπαταρίες για αποφυγή ενδεχόμενης ζημιάς στον μηχανισμό της.

Οδηγίες χρήσης

1. Τοποθετήστε σωστά τη ζυγαριά και κατεβάστε την εφαρμογή



Τοποθετήστε στη ζυγαριά σε οριζόντιο και σκληρό πάτωμα.



Ψάξτε για την εφαρμογή «iMoni Health» στο AppStore ή στο GooglePlay για να την κατεβάσετε, ή απλά σκανάρετε τον ανωτέρω κωδικό QR.

2. Συνδέστε την εφαρμογή με τη ζυγαριά

Αφού εγκαταστήσετε την εφαρμογή, ενεργοποιήστε το Bluetooth στη συσκευή σας, ανοίξτε την εφαρμογή και ακολουθήστε τις οδηγίες για να συνδέσετε την εφαρμογή με τη ζυγαριά.

Η οθόνη ανάβει



Πιέστε ένα πόδι
για να ανοίξει

Συνδέστε τη ζυγαριά
με την εφαρμογή

Σημείωση: Οι προσωπικές σας πληροφορίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ανάλυση της σύνθεσης του σώματός σας και για κανέναν άλλον σκοπό. Παρακαλούμε οι πληροφορίες που θα δώσετε για να δημιουργηθεί το προσωπικό σας προφίλ είναι σωστές για να λάβετε αποτελέσματα ακριβείας.

3. Πραγματοποίηση μετρήσεων και επισκόπηση των δεδομένων

Τοποθετήστε στη ζυγαριά σε οριζόντιο και σκληρό πάτωμα και σταθείτε πάνω της με γυμνά πέλματα. Όταν οι ενδείξεις σταθεροποιηθούν και αρχίσουν να αναβοσβύνουν, τα δεδομένα θα μεταφερθούν στην εφαρμογή. Με το τέλος της μεταφοράς, τα δεδομένα θα συνεχίσουν να φαίνονται για μερικά δευτερόλεπτα. Εν συνεχεία η ζυγαριά θα κλείσει από μόνη της.



Τοποθετήστε τη ζυγαριά σε οριζόντιο και σκληρό πάτωμα

Διατηρήστε τα γυμνά σας πέλματα πάνω στα ηλεκτρόδια της ζυγαριάς

Ελέγξτε τα δεδομένα που έχουν μεταφερθεί στην εφαρμογή

Σημειώσεις:

- Για να έχετε σωστές μετρήσεις, διατηρήστε τα γυμνά σας πέλματα πάνω στα ηλεκτρόδια της ζυγαριάς μέχρι το τέλος της μέτρησης
- Στην περίπτωση που δεν έχετε ήδη συνδέσει την εφαρμογή με τη ζυγαριά, τότε μπορεί να μετρηθεί μόνο το βάρος σας. Συνδέστε την εφαρμογή πριν προχωρήσετε.
- Η εφαρμογή συνεχώς βελτιώνεται, οπότε ενδέχεται τα σχέδια στο παρόν εγχειρίδιο να διαφέρουν από την πραγματικότητα. Παρακαλούμε κοιτάξτε την εφαρμογή.

Υποστήριξη πολλαπλών χρηστών

Υπάρχει η δυνατότητα πολλαπλών χρηστών συνδεδεμένων στην ίδια ζυγαριά. Ο μέγιστος αριθμός χρηστών εξαρτάται από το προϊόν.

Ενδείξεις οθόνης



Ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας

Παρακαλούμε αντικαταστήστε τις μπαταρίες με καινούργιες.



Απαιτείται επαναμέτρηση

Προέκυψε κάποια δυσλειτουργία, παρακαλούμε επαναλάβετε τη μέτρηση.



Ένδειξη υπερβολικού βάρους

Το βάρος επάνω στη ζυγαριά είναι μεγαλύτερο του μέγιστου βάρους (180kg) που μπορεί να υποστηρίξει. Παρακαλούμε κατεβείτε από τη ζυγαριά προς αποφυγή βλάβης.

Αλλαγή μονάδας μέτρησης βάρους



- Συνίσταται να ρυθμίζετε τη μονάδα μέτρησης του βάρους (kg / lbs) από την εφαρμογή.
- Επιπρόσθετα, μπορείτε να αλλάξετε τη μονάδα μέτρησης από το κουμπί που υπάρχει στο κάτω μέρος της ζυγαριάς.

Συμβουλές χρήσης και φροντίδας

1. Για να εξασφαλίσετε την ακρίβεια των μετρήσεων, συνίσταται όλες οι μετρήσεις να πραγματοποιούνται περίπου την ίδια ώρα κάθε ημέρα.
2. Μην χρησιμοποιείτε τη ζυγαριά σε μέρη με ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά πεδία ή σε μέρη με έντονες δονήσεις.
3. Στην περίπτωση που δε χρησιμοποιήσετε τη ζυγαριά για μεγάλο χρονικό διάστημα, πρέπει πρώτα να βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά μηδενισμένη. Δηλαδή, πατήστε απαλά πάνω της για να ανοίξει, περιμένετε να δείτε την ένδειξη μηδέν και μετά αφήστε την να κλείσει μόνη της. Τώρα μπορείτε να την ανοίξετε ξανά και να τη χρησιμοποιήσετε.
4. Να στέκεστε σταθερά/ακίνητοι επάνω στη ζυγαριά και τα γυμνά σας πόδια να είναι σταθερά τοποθετημένα επάνω στα ηλεκτρόδια. Μην πατάτε στα άκρα της ζυγαριάς γιατί ενδέχεται να γυρίσει και να πέσετε, με ενδεχόμενο τραυματισμό.
5. Κρατήστε τη ζυγαριά μακριά από υψηλές θερμοκρασίες (5°~35°C) και υγρασία.
6. Όταν οι μπαταρίες αδειάσουν, παρακαλούμε να τις αφαιρέσετε σύντομα προς αποφυγή διαρροής των υγρών τους και ζημιάς στη ζυγαριά.

7. Η ζυγαριά αυτή είναι ένα μηχανήμα ακριβείας, οπότε μην την χτυπήσετε, κουνήσετε δυνατά ή σας πέσει στο πάτωμα.
8. Διατηρήστε τη ζυγαριά καθαρή, χωρίς όμως να χρησιμοποιήσετε καθαριστικά που περιέχουν οξέα.
9. Εάν η ζυγαριά δεν δουλεύει σωστά, παρακαλούμε ελέγξτε α) τη σωστή πολιτικότητα των μπαταριών και β) μήπως έχουν εξασθενίσει.

Ενδεχόμενα προβλήματα οι λύσεις

Η εφαρμογή δεν απεικονίζει τις μετρήσεις που πραγματοποιήσατε με τη ζυγαριά

- Βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή είναι συνδεδεμένη με τη ζυγαριά ελέγχοντας την αντίστοιχη ένδειξη στην εφαρμογή.
- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας και βρίσκεται σε κοντινή απόσταση με τη ζυγαριά.
- Ελέγξτε την καλή κατάσταση των μπαταριών.
- Κλείστε την εφαρμογή και ανοίξτε την ξανά.
- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή σας, ενεργοποιήστε την ξανά και συνδέστε ξανά την εφαρμογή στη ζυγαριά.

Αδυναμία σύνδεσης με τη συσκευή σας

- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει και άλλη συσκευή η οποία προσπαθεί να συνδεθεί με τη ζυγαριά την ίδια στιγμή.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας διαθέτει λειτουργία Bluetooth έκδοσης 4.0 ή μεγαλύτερη.

Η LCD οθόνη δεν ανάβει

- Ελέγξτε τις μπαταρίες και αντικαταστήστε τις εάν είναι απαραίτητο.
- Η ζυγαριά αυτή δύναται να επισκευαστεί αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένο τεχνικό, επικοινωνήστε με το κατάστημα που την προμηθευτήκατε.

BRIEF INTRODUCTION

The product is a smart body fat scale with high-precision strain gauge sensors, which can help you store and keep track of your weight on a smartphone. This scale can transmit your weight data to your smartphone via wireless transmission technologies, as well as make graphs of your weight results, from which you can keep track of the trend anytime. By downloading the App on your phone and using it together with our scale, you will start your first step of weight control.

NOTE

This product can directly measure weight and perform body composition analysis on the personal information you input.

The body composition information provided by this product is for reference only and is not intended as medical advice. It is not recommended for use by children in their formative years, pregnant women, or people with artificial dialysis or heart bypass surgery, etc.

BATTERY INSTALLATION

It's powered by AAA batteries, please install as shown below:

First Use: Remove the insulation sheet before using (Note: if the battery is included).

Change battery: Open the battery cover, take out the used batteries, then install the new ones properly as directed shown below.



Note:

Please use the right battery. Remove battery if the scale leaves unused for more than 3 months.

The battery and related pictures are for reference only, please refer to the actual product.

HOW-TO-USE

Step 1: Place the scale properly and download the APP.



Place the scale on hard and flat floor.



- (1) Scan the QR code above to download and install "iMoni Health" APP.
or (2) Search for "iMoni Health" APP in "App Store" or "Google Play", then download and install it.

Step 2: Register and bind the device

Turn on the Bluetooth on your phone, open the APP, and follow the guidelines to register and bind the device:

The display is lighted up



Step gently to turn on the scale



Connect the scale with App

Warm reminder:

Personal body information is only used for body composition analysis, not for other purposes. To ensure the accuracy of the results, please enter accurate personal information.

Step 3: Measure and view the measurement data

Place the scale on a hard and flat floor. Stand on the scale in your bare feet. After the weight reading has stabilised and is flashing, the data transmission to the cloud via the mobile phone will begin. After a few seconds of successful transmission and display of weight data, the scale will automatically shut down. The APP displays and stores all index parameters and history.



Place the scale on hard and flat floor.

Keep your bare feet on the electrodes of scale.

Check the measurement data on App.

Tips:

- To make a proper measurement, please keep your bare feet on the electrodes of scale until the measuring is finished.
- If the APP is not connected for the first time of measuring, only weight can be measured, but no body fat. Please connect the APP before using.
- App is kept updating, so it may differ from showed on manual. For the final and accurate information, please check on App.

MULTIPLE USERS SUPPORTED

The scale can be connected with multiple users. Final user amount depends on the product.

DISPLAY ICONS



Low Battery Indication

The battery power is running low.



Calibration

Error exists, please re-test to get the correct result.



Over-load Indication

The weighing subject on the platform exceeds the maximum capability of scale. Please step off to avoid damage.

ABOUT THE UNIT

- It is suggested to set the unit on App.
- Or you can change the unit by the UNIT switch button on bottom of the scale(If the scale is with such button).
- The factory unit setting differs from different sales destination. Please refer to the actual product.



Back of the scale

ADVICE FOR USE & CARE

1. To ensure the accuracy of the data, it is recommended that each measurement be carried out at the same time of day. Don't use in strong electro-magnetic condition and field with intense shake .
2. When weighing after moving the scale or a long period without using it, please first press the scale surface to be zero and let it automatically shut down before turning on the scale.
3. Stand on the scale steadily and touch the electrodes on the platform with your bare feet. Tip over will lead to a fall when you step on the edge of one side of the scale. Keep standing firmly on scale when in use.
4. Do not use the scale in humid, overheat environment.(Temperature range from 5℃ to 35℃)
5. When the battery runs out, please remove the battery in time to prevent leakage of the battery lead scale body corrosion;
6. Do not drop, shock or strike the scale as it is a precise instrument.
7. Keep the scale clean. Do not use acid cleaning agent.
8. If the product does not work properly, please check that the batteries are inserted correctly or that the battery power is low. If necessary, reinstall the batteries and restart after 3 seconds or replace with new batteries.

FAQ

The software can't obtain weighing results from Smart scale.

- Please confirm the connection sign on the smart device to know the connection status.
- Confirm the Bluetooth is on in your device and the Smart scale is on within the valid range of signal coverage.
- Check whether the battery power is running low.
- Relaunch the application.
- Turn off the Bluetooth and on again, then bridge the Bluetooth connection between scale and smart phone again.

Fail to connect to your device

- Please make sure only one device is setting up connection with the Smart scale.
- Please make sure your device is equipped with Bluetooth 4.0 or above.

LCD has no response

- If it's powered by AAA batteries, please first check the batteries and replace them if necessary.
- Repairs may only be carried out by our authorized customer service or dealers.

ELDICO[™]
sport



In conformity with the
alternative packing
management system

Διανέμεται από την **ΕΛΔΙΚΟ ΣΠΟΡ ΜΟΝ. Α.Ε.Ε.**
eMail: support@eldico.gr • Web Site: eldico.gr

