




AMILA®
SMART **FITBODY** 5
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

1. Τοποθέτηση μπαταριών

Ανοίξτε το κάλυμμα των μπαταριών που βρίσκεται στο κάτω μέρος της ζυγαριάς και τοποθετήστε μπαταρίες (3 τεμάχια μεγέθους AAA) σύμφωνα με το κάτωθι σχεδιάγραμμα.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην περίπτωση που δεν προτίθεστε να χρησιμοποιήσετε τη ζυγαριά για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών, παρακαλούμε αφαιρέστε τις μπαταρίες για αποφυγή ενδεχόμενης ζημιάς στον μηχανισμό της.

2. Κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή στο κινητό/tablet σας

Ψάξτε για την εφαρμογή «iMoni Health» στο AppStore ή στο GooglePlay για να την κατεβάσετε, ή απλά σκανάρετε τον κατωτέρω κωδικό QR.



3. Συνδέστε την εφαρμογή με τη ζυγαριά

Αφού εγκαταστήσετε την εφαρμογή, ανοίξτε την και ακολουθήστε τις οδηγίες για να συνδέσετε την εφαρμογή με τη ζυγαριά.

Βεβαιωθείτε, πριν επιχειρήσετε την σύνδεση, ότι έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή σας και ότι η ζυγαριά είναι αναμμένη. Εάν είναι κλειστή, απλά πιέστε με το ένα πόδι επάνω της για να ανοίξει.


Επιπρόσθετα, για μεγαλύτερη ακρίβεια στις μετρήσεις, παρακαλούμε ότι οι πληροφορίες που

θα δώσετε για να δημιουργηθεί το προσωπικό σας προφίλ είναι σωστές.

Η οθόνη θα ανάψει



Πατήστε απαλά
πάνω στη ζυγαριά
για να ανοίξει



Συνδέστε
τη ζυγαριά με
την εφαρμογή

4. Πραγματοποιώντας μετρήσεις

Τοποθετήστε στη ζυγαριά σε οριζόντιο και σκληρό πάτωμα και σταθείτε πάνω της με γυμνά πέλματα. Όταν οι ενδείξεις σταθεροποιηθούν και αρχίσουν να αναβοσβύνουν, τα δεδομένα θα μεταφερθούν στην εφαρμογή. Με το τέλος της μεταφοράς, τα δεδομένα θα συνεχίσουν να φαίνονται για μερικά δευτερόλεπτα. Εν συνεχεία η ζυγαριά θα κλείσει από μόνη της.



Τοποθετήστε
τη ζυγαριά
σε οριζόντιο
και σκληρό
πάτωμα



Διατηρήστε τα
γυμνά σας πέλ-
ματα πάνω στα
ηλεκτρόδια της
ζυγαριάς



Ελέγξτε τα
δεδομένα που
έχουν μετα-
φερθεί στην
εφαρμογή

Σημειώσεις:

- Για να έχετε σωστές μετρήσεις, διατηρήστε τα γυμνά σας πέλματα πάνω στα ηλεκτρόδια της ζυγαριάς μέχρι το τέλος της μέτρησης
- Στην περίπτωση που δεν έχετε ήδη συνδέσει την εφαρμογή με τη ζυγαριά, τότε μπορεί να μετρηθεί μόνο το βάρος σας. Συνδέστε την εφαρμογή πριν προχωρήσετε.

5. Υποστήριξη πολλαπλών χρηστών

Υπάρχει η δυνατότητα πολλαπλών χρηστών συνδεδεμένων στην ίδια ζυγαριά. Ο μέγιστος

αριθμός δεδομένων που μπορεί να αποθηκευθεί για κάθε χρήστη είναι 15 σετ δεδομένων. Τα δεδομένα αυτά συγχρονίζονται αυτόματα με την εφαρμογή όταν την ανοίγετε.

6. Ενδείξεις στην οθόνη



Εκτελείται μέτρηση, μην κατεβείτε από τη ζυγαριά και διατηρήστε τα γυμνά σας πέλματα πάνω στα ηλεκτρόδια.



Απαιτείται επαναμέτρηση
Προέκυψε κάποια δυσλειτουργία, παρακαλούμε επαναλάβετε τη μέτρηση.



Ένδειξη υπερβολικού βάρους
Το βάρος επάνω στη ζυγαριά είναι μεγαλύτερο του μέγιστου βάρους (180kg) που μπορεί να υποστηρίξει. Παρακαλούμε κατεβείτε από τη ζυγαριά προς αποφυγή βλάβης.



Ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας
Παρακαλούμε αντικαταστήστε τις μπαταρίες με καινούργιες.

7. Αλλαγή της μονάδας μέτρησης βάρους (kg / lbs)

- Συνιστάται να ρυθμίζετε τη μονάδα μέτρησης του βάρους (kg / lbs) από την εφαρμογή.
- Επιπρόσθετα, μπορείτε να αλλάξετε τη μονάδα μέτρησης από το κουμπί που υπάρχει στο κάτω μέρος της ζυγαριάς.



8. Συμβουλές χρήσης και φροντίδας

1. Για να εξασφαλίσετε την ακρίβεια των μετρήσεων, συνιστάται όλες οι μετρήσεις να πραγματοποιούνται περίπου την ίδια ώρα κάθε ημέρα.
2. Μην χρησιμοποιείτε τη ζυγαριά σε μέρη με ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά πεδία ή σε μέρη με έντονες δονήσεις.

3. Στην περίπτωση που δε χρησιμοποιήσετε τη ζυγαριά για μεγάλο χρονικό διάστημα, πρέπει πρώτα να βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά μηδενισμένη. Δηλαδή, πατήστε απαλά πάνω της για να ανοίξει, περιμένετε να δείτε την ένδειξη μηδέν και μετά αφήστε την να κλείσει μόνη της. Τώρα μπορείτε να την ανοίξετε ξανά και να τη χρησιμοποιήσετε.
4. Να στέκεστε σταθερά/ακίνητοι επάνω στη ζυγαριά και τα γυμνά σας πόδια να είναι σταθερά τοποθετημένα επάνω στα ηλεκτρόδια. Μην πατάτε στα άκρα της ζυγαριάς γιατί ενδέχεται να γυρίσει και να πέσετε, με ενδεχόμενο τραυματισμό.
5. Καθότι η επιφάνεια της ζυγαριάς είναι ομαλή, μην την τοποθετείτε επάνω σε ολισθηρό δάπεδο.
6. Οι μετρήσεις δεν θα είναι σωστές αμέσως μετά από έντονη άσκηση, υπερβολική κατανάλωση φαγητού ή έντονης αφυδάτωσης.
7. Όσον αφορά τη σωματική ανάλυση, η μέτρηση ενδέχεται να μην είναι σωστή για τους ακόλουθους τύπους ανθρώπων:
 - Παιδιά κάτω των 18 ετών.
 - Ενήλικες άνω των 80 ετών.
 - Αθλητές με έντονη σωματική δραστηριότητα, ιδίως όσους ασχολούνται με τον πρωταθλητισμό.
8. Οι κάτωθι κατηγορίες ανθρώπων δεν ενδείκνυται να χρησιμοποιούν τη ζυγαριά αυτή:
 - Γυναίκες που κυοφορούν.
 - Ασθενείς που υποβάλλονται σε τεχνητή αιμοκάθαρση.
 - Με πρησμένο σώμα, κυρίως στην περιοχή της κοιλιάς/στομαχιού.
 - Άνθρωποι που έχουν τοποθετημένους στο σώμα τους βηματοδότες ή άλλα ιατρικά μηχανήματα.
9. Όταν οι μπαταρίες αδειάσουν, παρακαλούμε να τις αφαιρέσετε σύντομα προς αποφυγή διαρροής των υγρών τους και ζημιάς στη ζυγαριά.
10. Η ζυγαριά αυτή είναι ένα μηχανήμα ακριβείας, οπότε μην την χτυπήσετε, κουνήσετε δυνατά ή σας πέσει στο πάτωμα.
11. Διατηρήστε τη ζυγαριά καθαρή, χωρίς όμως να χρησιμοποιήσετε καθαριστικά που περιέχουν οξέα.

Σύντομη γνωριμία με τη ζυγαριά σας

Η ζυγαριά αυτή μπορεί να συλλέξει δεδομένα για τη σύσταση του σώματός σας και να τα στείλει μέσω του πρωτοκόλλου Bluetooth στο κινητό/tablet σας.

Κατεβάστε την εφαρμογή στο κινητό/tablet σας και χρησιμοποιήστε την για να παρακολουθείτε την πρόοδο/τάση του σώματός σας με ευκολία, με την παρουσίαση εύκολων στην κατανόηση γραφικών παραστάσεων και δεδομένων σε πίνακες.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Να χρησιμοποιείτε τις τιμές των δεδομένων της σύστασης του σώματός σας μόνο ως τιμές αναφοράς και σύγκρισης, για να μπορείτε εύκολα να βλέπετε την πρόοδό σας και τη σωματική σας κατάσταση. Ποτέ δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν για ιατρικούς σκοπούς, διάγνωση ή θεραπεία οιασδήποτε ιατρικής κατάστασης/ασθένειας. Η ζυγαριά αυτή, ναι μεν είναι μεγάλης ακριβείας και με προηγμένες τεχνολογικές δυνατότητες, δεν είναι όμως ιατρικό μηχάνημα και δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη χρήση εξειδικευμένων μηχανημάτων.

Επιπρόσθετα, γυναίκες που κυοφορούν, όσοι ταλαιπωρούνται από οιδήματα, έχουν βηματοδότες, υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση και όσοι έχουν υποβληθεί σε αρτηριακή παράκαμψη (bypass) δεν συνίσταται να χρησιμοποιούν τη ζυγαριά αυτή.

Ενδεχόμενα προβλήματα και οι λύσεις τους

Η εφαρμογή δεν απεικονίζει τις μετρήσεις που πραγματοποιήσατε με τη ζυγαριά

- Βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή είναι συνδεδεμένη με τη ζυγαριά ελέγχοντας την αντίστοιχη ένδειξη στην εφαρμογή.
- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας και βρίσκεται σε κοντινή απόσταση με τη ζυγαριά.
- Ελέγξτε την καλή κατάσταση των μπαταριών.
- Κλείστε την εφαρμογή και ανοίξτε την ξανά.
- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή σας, ενεργοποιήστε την ξανά και συνδέστε ξανά την εφαρμογή στη ζυγαριά.

Αδυναμία σύνδεσης με τη συσκευή σας

- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει και άλλη συσκευή η οποία προσπαθεί να συνδεθεί με τη ζυγαριά την ίδια στιγμή.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας διαθέτει λειτουργία Bluetooth έκδοσης 4.0 ή μεγαλύτερη.

Η LCD οθόνη δεν ανάβει


- Ελέγξτε τις μπαταρίες και αντικαταστήστε τις εάν είναι απαραίτητο.
- Η ζυγαριά αυτή δύναται να επισκευαστεί αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένο τεχνικό, επικοινωνήστε με το κατάστημα που την προμηθευτήκατε.

1. BATTERY INSTALLATION AND CHARGING

(1) If it's powered by AAA batteries, please install as shown below:

First Use: Remove the insulation sheet before using (Note: if the battery is included).

Change battery: Open the battery cover, take out the used batteries, then install the new ones properly as directed shown below.



Note:

Please use the right battery. Remove battery if the scale leaves unused for more than 3 months

(2) If the scale is with built-in rechargeable battery

1. The scale should be fully charged when firstly used or after long-time stored. Battery symbol flashes during charging and displays constantly when charging is finished. It takes about 2 hours to finish.
2. Please use android 5V charger with current equal to or smaller than 2A. DO NOT use charger with voltage larger than 5V.
3. Suggest to charge every 3 months if the scale leaves unused for a long time.



Note:

Battery symbol is shown on LCD during charging. For your safety, please do not use the scale during charging. Only start weighing after charging is finished and removing charger.

2. DOWNLOAD AND SET UP THE APPLICATION

Search "iMoni Health" in "App Store" or "Google Play" to download the Application. Or in another most convenient way by scanning the QR code below.



App: iMoni Health

Tips: App is kept updating, so it may differ from showed on manual. For the final and accurate information, please check on App.

3. CONNECTING AND REGISTERING

Open APP "MovingLife", connect the scale with App. Submit your personal profile as directed on the App.

Tips: Before connection, please make sure the Bluetooth on the smart device is on, and the scale is also turned on;
In order to ensure the measuring accuracy, please make sure the personal profile you submitted is correct.

The display is lighted up




Step gently to turn on the scale



Connect the scale with App

4. MEASURING

Place the scale on hard and flat floor. Stand on the scale with bare feet. When the weight and measuring data are stable and flashing, the data will be transmitted to the smart device. After transmitting is finished, the scale will show the weight and measuring data for seconds before auto off.



Place the scale on hard and flat floor.

Keep your bare feet on the electrodes of scale.

Check the measurement data on App.

Tips:

- To make a proper measurement, please keep your bare feet on the electrodes of scale until the measuring is finished.
- If the product is with heart rate function, please wait until heart rate measuring is finished. The whole process will take about 20 seconds.
- If the APP is not connected for the first time of measuring, only weight can be measured, but no body fat. Please connect the APP before using.

5. MULTIPLE USERS SUPPORTED

Multiple users blinding in one scale is supportable. Maximum 15 groups history data of each user can be stored. Data will be automatically synchronized to the smart device when APP is running.

Tips: Final user amount depends on the product.

6. DISPLAY ICONS



Measuring is in process, please do not step off the scale, and keep your bare feet on the electrodes of scale



Re-measuring needed

Error exists, please measure again.



Over-load Indication

The weighing subject on the platform exceeds the maximum capability of scale. Please step off to avoid damage.




Low Battery Indication

The battery power is running low, please replace with new batteries.

7. ABOUT THE UNIT

- It is suggested to set the unit on App.
- Or you can change the unit by the UNIT switch button on bottom of the scale (If the scale is with such button).
- The factory unit setting differs from different sales destination. Please refer to the actual product.
- Product with rechargeable battery is with a restart button as shown in the picture. If the product cannot work properly, please press the restart button to reset the scale with the aid of a sharp object.



Back of the scale

8. ADVICE FOR USE & CARE

1. To ensure the accuracy of the data, it is recommended that each measurement be carried out at the same time of day. Don't use in strong electro-magnetic condition and field with intense shake .
2. If the scale leaves unused for long time, when first weighing, please tap on the scale to make display show zero and let the scale be off automatically. Then you can tap on again to start weighing.
3. Stand on the scale steadily and touch the electrodes on the platform with your bare feet. Tip over will lead to a fall when you step on the edge of one side of the scale. Keep standing firmly on scale when in use.
4. Since the scale surface is smooth, please do not use the scale on slippery floor or stand on the edge of the scale; Always stand onto the central part of the scale and adjust your feet to touch the 4 electrodes after you stand stably. Please keep standing firmly and balanced to prevent sliding.
5. Measuring results will be not accurate after strong exercises, overeating or in seriously dehydrated status.
6. Regarding the body composition analyzing, the measuring data may be not accurate for the below users:
 - Children under 18 or adults over 70
 - Professional sporters such as body builder

7. Below people are not suggested to use this product:
 - Pregnant women, Artificial dialysis patients, Bloated body status
 - People who are with heart pacemakers or other medical instruments inside the body are forbidden to use this product
8. When the batteries run out, please remove the batteries in time to prevent leakage of the battery lead scale body corrosion;
9. Do not drop, shock or strike the scale as it is a precise instrument.
10. Keep the scale clean. Do not use acid cleaning agent.

BRIEF INTRODUCTION

This scale can transmit your body composition data to smart device via Bluetooth technology. It can graph your weight and other data, from which you are able to keep track of the trend anytime. Download the App to your smart device, and start the control to your weight and body shape.

USER-FRIENDLY TIPS

The body composition data are for reference purpose. Should not be used for medical treatment and can not be used in any medical institution.

Growing children, pregnant women, those with symptom of edema or, on heart bypass treatment are not suggested to use the product

FAQ

The software can't obtain weighing results from Smart scale.

- Please confirm the connection sign on the App interface to know the connection status.
- Confirm the Bluetooth is on in your device and the Smart scale is on within the valid range of signal coverage.
- Check whether the battery power is running low, please replace with a new battery.
- Relaunch the application.
- Turn off the Bluetooth and on again, then bridge the Bluetooth connection between scale and smart phone again.

Fail to connect to your device

- Please make sure only one device is setting up connection with the Smart scale.
- Please make sure your device is equipped with Bluetooth 4.0 or above.

LCD has no response

- Please first check the batteries and replace them if necessary
- Repairs may only be carried out by our authorized customer service or dealers.

ELDICO[™]
sport

ISO 9001
SERIAL VERITAS
Certification



In conformity with the
European parking
management system

Distributed by **ELDICO SPORT SA**

eMail: support@eldico.gr • Web Site: eldico.gr

