



BEBLISS

MyFirstScale

BABY DIGITAL SCALE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

■ ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτήν την έξυπνη βρεφική ζυγαριά. Παρακαλούμε διαβάστε και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο χρήσης προκειμένου να χρησιμοποιήσετε σωστά τη ζυγαριά. Μπορεί να σας βοηθήσει να αποθηκεύετε και να παρακολουθείτε το βάρος, το ύψος και την περιμέτρο του κεφαλιού του μωρού σας στο κινητό/tablet σας. Η εφαρμογή μπορεί να σχεδιάσει μια καμπύλη ανάπτυξης σύμφωνα με τα πρότυπα ανάπτυξης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) και να γράψετε ένα ημερολόγιο με φωτογραφίες από ευτυχισμένες αναμνήσεις. Η εφαρμογή μπορεί να υποστηρίξει πολλά μωρά.

■ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1. Αντοχή: 25kg, με υποδιαίρεση ανά 5gr.
2. Οθόνη LCD διαστάσεων 75x30mm
3. Σύγκριση δεδομένων
4. Ενσωματωμένη μεζούρα μήκους 150cm
5. Συνδεσμολογία Bluetooth με εφαρμογή που καταγράφει βάρος, σχεδιάζει καμπύλη ανάπτυξης, περιλαμβάνει ημερολόγιο με φωτογραφίες, και υποστηρίζει πολλαπλούς χρήστες.

■ ΚΟΥΜΠΙΑ



ZERO

HOLD


UNIT

Άνοιγμα/κλείσιμο, μηδενισμός

Σύντομο πάτημα για κράτημα/ελευθέρωση τιμής,

παρατεταμένο πάτημα για αλλαγή μονάδας ζύγισης

■ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ



Η ζυγαριά λειτουργεί με 4 μπαταρίες μεγέθους «AAA» (δεν περιλαμβάνονται). Ανοίξτε το κάλυμμα της θήκης μπαταριών στο κάτω μέρος της ζυγαριάς και τοποθετήστε μπαταρίες σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα, βεβαιούμενοι για τη σωστή πολικότητα.

Σημείωση: Αφαιρέστε τις μπαταρίες εάν προτίθεστε να μη χρησιμοποιήσετε τη ζυγαριά για μεγάλο χρονικό διάστημα.


■ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ



■ ΜΕΤΡΗΣΗ ΒΑΡΟΥΣ

Για να είναι η μέτρηση σωστή, τοποθετήστε τη ζυγαριά σε μια οριζόντια και σκληρή επιφάνεια.




1. Πατήστε το κουμπί $\frac{\text{ON}}{\text{ZERO}}$ για να την ανοίξετε και τοποθετήστε με προσοχή το βρέφος στη ζυγαριά.
2. Η οθόνη θα απεικονίσει το βάρος του βρέφους. Πατήστε το κουμπί $\frac{\text{HOLD}}{\text{UNIT}}$ για να κλειδώσετε τη μέτρηση. Η ένδειξη θα αναβοσβύσει δύο φορές και θα αποθηκευτεί στη μνήμη της ζυγαριάς.
3. Η σύγκριση με την προηγούμενη μέτρηση και η νέα μέτρηση θα αρχίσουν να εναλλάσσονται στην οθόνη. Πατήστε το κουμπί $\frac{\text{HOLD}}{\text{UNIT}}$ για να πραγματοποιήσετε νέα μέτρηση· η ζυγαριά θα κλείσει μόνη της σε λίγα δευτερόλεπτα.



Σημείωση: Οι παλαιότερες σωσμένες μετρήσεις χάνονται όταν αλλάζετε μπαταρίες, οπότε δε μπορούν να συγκριθούν με την επόμενη μέτρηση

■ ΧΡΗΣΗ ΜΕΖΟΥΡΑΣ

Η ζυγαριά διαθέτει ενσωματωμένη μεζούρα, με την οποία μπορείτε να μετρήσετε το ύψος και την περίμετρο του κεφαλιού του βρέφους.



■ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΖΥΓΑΡΙΑΣ

Η ζυγαριά κλείνει από μόνη της ύστερα από χρονικό διάστημα 2 λεπτών απραξίας. Μπορείτε να την κλείσετε πιο σύντομα κρατώντας πατημένο το κουμπί  **ZERO**.

■ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Err

Υπέρβαση ορίου βάρους

Έχετε ξεπεράσει το όριο βάρους που η ζυγαριά αυτή μπορεί να μετρήσει, δηλαδή τα 25 κιλά. Αφαιρέστε το βάρος με αργές κινήσεις.

Lo

Χαμηλή ένταση μπαταρίας

Οι μπαταρίες είναι εξασθενημένες, παρακαλούμε αντικαταστήστε τις με καινούριες.

■ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

1. Να καθαρίζετε τη συσκευή με ένα ελαφρά νωπό πανάκι. Μην τη βυθίζετε σε νερό. Μην χρησιμοποιείτε χημικά/διαβρωτικά καθαριστικά. Να τη διατηρείτε σε δροσερό και στεγνό χώρο.
2. Όλα τα πλαστικά μέρη θα πρέπει να καθαρίζονται αμέσως μετά από επαφή με λίπη, μπαχαρικά, ξύδι και έντονα χρωματισμένα/αρωματισμένα φαγητά. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από οξέα και χυμούς εσπεριδοειδών.
3. Πάντα να την τοποθετείτε σε μια οριζόντια και σκληρή επιφάνεια και μην τη μετακινείτε ενώ ζυγίζετε.
4. Εάν δεν ανοίγει, ελέγξτε αν έχετε τοποθετήσει μπαταρίες, αν η πολικότητά τους είναι ορθή και εάν είναι φορτισμένες.
5. Κρατήστε την μακριά από υψηλές θερμοκρασίες και μην την αποσυναρμολογείτε.

6. Η συσκευή αυτή είναι ένα μηχανήμα ακριβείας, να τη χειρίζεστε με προσοχή. Μην την χτυπάτε, τινάζετε ή αφήνετε να πέσει στο πάτωμα.
7. Μην την πετάξετε στα οικιακά απορρίμματα, παραδώστε την σε σταθμό ανακύκλωσης ηλεκτρονικών μηχανημάτων.
8. Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση, όχι επαγγελματική.

■ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για να είναι η μέτρηση σωστή, τοποθετήστε τη ζυγαριά σε μια οριζόντια και σκληρή επιφάνεια.

1. Κατεβάστε την εφαρμογή
 - Σκανάρετε τον κωδικό για να κατεβάσετε την εφαρμογή, ή
 - Αναζητήστε στο App Store ή το Google Play την εφαρμογή iMoni Health
2. Ρυθμίσεις Bluetooth
 - Ενεργοποιήστε τις λειτουργίες Bluetooth και Τοποθεσίας στο κινητό/tablet σας.
 - Ανοίξτε τη ζυγαριά
3. Δημιουργία χρήστη
 - Τρέξτε την εφαρμογή και δημιουργήστε το προσωπικό σας προφίλ
4. Πραγματοποίηση μετρήσεων
 - Ζυγίστε το βρέφος σύμφωνα με τις οδηγίες, η μέτρηση θα μεταφερθεί στην εφαρμογή
 - Μετρήστε την περίμετρο του κεφαλιού του βρέφους και το ύψος του με τη μεζούρα και εισάγετε στην εφαρμογή τα δεδομένα αυτά.



5. Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή
- Μπορείτε να δείτε το ιστορικό βάρους του βρέφους σας
 - Μπορείτε να δείτε την καμπύλη ανάπτυξης του βρέφους σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο
 - Μπορείτε να κρατήσετε ημερολόγιο, διανθισμένο με φωτογραφίες του βρέφους

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε τις οδηγίες στην εφαρμογή.

■ ΔΥΝΑΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ

Η εφαρμογή δεν συγχρονίζει τις μετρήσεις που πραγματοποιήσατε με τη ζυγαριά:

- Βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή είναι συνδεδεμένη με τη ζυγαριά ελέγχοντας την αντίστοιχη ένδειξη στην εφαρμογή.
- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας και βρίσκεται σε κοντινή απόσταση με τη ζυγαριά.
- Ελέγξτε την καλή κατάσταση των μπαταριών.
- Κλείστε την εφαρμογή και ανοίξτε την ξανά.
- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή σας, ενεργοποιήστε την ξανά και συνδέστε ξανά την εφαρμογή στη ζυγαριά.

Αδυναμία σύνδεσης με τη συσκευή σας:

- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει και άλλη συσκευή η οποία προσπαθεί να συνδεθεί με τη ζυγαριά την ίδια στιγμή.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας διαθέτει λειτουργία Bluetooth έκδοσης 4.0 ή μεγαλύτερη.

■ DEAR USERS

Thanks for using our Smart Baby Scale. Please read and keep the manual in order to use the scale correctly.

This series of products can help you save and keep track of baby's weight, height and head girth on your smart device. With the APP, it can draw a growing curve versus WHO growing standard and , you can write a diary with photos to remind you of happy memories.

It can support multi-users.

■ FEATURES


1. Maximum capacity: 25kg/55lb; Division: 5g/0.01lb
2. Data comparison mark
3. Built-in measuring tape: 150cm / 60inch
4. Bluetooth connection, APP supported
5. App features: Measurement display, growing curve, diary and etc.

■ BUTTON FUNCTIONS


ZERO : On/Off ; ZERO

HOLD
UNIT : Short press to hold/unhold measurements,
long press to switch unit

■ BATTERY INSTALLATION



Powered by 4 x 1.5V (AA/AAA) batteries .

First Use: Remove the insulation sheet before using (Note: If the battery is included)


Change battery: Take battery cover and install batteries as shown on the picture.

Note:

Please use the right battery.

Remove battery if the scale leaves unused for more than 3 months.


■ LCD ICONS INDICATION



■ WEIGHING


To ensure the accuracy of measurement, please use the scale on a flat and firm floor.

1. Press $\frac{\text{ON}}{\text{ZERO}}$ button to turn on and lay down the baby carefully on the scale.
2. LCD will show baby's weight and press $\frac{\text{HOLD}}{\text{UNIT}}$ to hold the measurement. The reading flashes twice for confirmation and will be stored in scale memory.
3. Comparison to previous data will be shown in difference value repeatedly. (Press $\frac{\text{HOLD}}{\text{UNIT}}$ to unhold or let it turn off automatically without any operation)



■ MEASURING TAPE

The scale is with built - in measuring tape.
You can use the tape to measure the baby's head girth or height.




■ AUTO OFF AND MANUAL OFF

For longer battery life, the scale will turn off automatically after about 2 minute without any operation, or long press


"  " to turn it off after use.
ZERO

■ WARNING



OVERLOAD INDICATION

Scale overload the max capacity (Max capacity is indicated on the scale.) Please slowly hold up to avoid damage.



LOW BATTERY INDICATION

Battery power is low.
Please replace new battery.

■ ADVICE FOR USE & CARE

1. Clean the scale with slightly damp cloth. DO NOT immerse the scale in water or use chemical/corrosive cleaner. Keep the scale in cool dry place.
2. All plastics parts should be cleaned immediately after contact with fats, spices, vinegar and strongly flavored/colored foods. (Avoid contact with acids citrus juice.)

3. Always use the scale on a solid, flat surface, keep the scale unmoved when weighing.
4. This product is precision instrument, please handle with care; Do not strike, shake or drop the scale.
5. If fail to turn on, please check whether battery(ies) are installed or battery power is low.
6. Keep away from high temperature, do not strip the scale arbitrarily.
7. This product can't be discarded as household garbage and should be sent to collection points for electrical and electronic equipment.
8. Designed for family use only, not for commercial use.

■ APP INSTRUCTION

1. Get the App

- a. Scan the QR code on the right side to obtain the App.
- b. At the "App Store" or "Google Play", search keyword "iMoni Health" to download.



APP: iMoni Health

2. Bluetooth Setting:

- a. Turn on the Bluetooth and Location on the smart device.
- b. Turn on the scale.

3. Create a new user

Run the App, finish the registration and personal profile.

4. Weigh and Measure

- a. Weigh the baby as direction, the weight will transfer to the APP.
- b. Measure the baby's head girth or height by using the built-in tape, and input the related measuring data to the APP.

5. Using the APP

- a. you can check the history of baby's weight.
- b. you can check the growing curve for baby within a period.
- c. you can write a diary with baby's photos.

For further information, please refer to the instruction in APP.

■ FAQ

The App can not synchronize the data from the scale

- Please ensure the connection between smart device and scale is on.
- Please ensure the Bluetooth function on smart device is on.
- Please ensure the scale is power on, and within the valid range of signal coverage.
- Check whether the battery power is running low, please replace with new batteries.
- Relaunch the App.
- Reboot the smart device and re-establish the connection with scale.

Bluetooth connection failed

- Please ensure only one device is setting up connection with scale.
- Please ensure your device is equipped with Bluetooth 4.0 or above.



ISO, BSCI, and REACH standards

Διανέμεται από την ATTRACOM E.E.

ΕΔΡΑ: Ανδρομάχης 174, 17673 Καλλιθέα | **Τηλ.:** +302102162280

Distributed by ATTRACOM L.P.

HQ: 174 Andromaxis, 17673 Kallithea | **Tel:** +302102162280

Email: info@attracom.gr | **Web:** www.attracom.gr